

Сессия 4

1. Контроль качества сырья перед использованием в производстве:

Модуль лабораторий - Контроль качества

Модуль лабораторий

Vasilieva Elena Andreevna

Выход

Контроль сырья

Готовая продукция

История

Статус: Все

Обновить

id	batchnumber	materialname	supplier	arrivaldate	quantity	labstatus	
1	RM-001	Глифосат	АгроХим	5/8/2026 6:16:45 PM	5000	pending	
2	RM-002	Имзапир	ХимПром	5/10/2026 6:16:45 PM	2000	pending	
3	RM-003	Вода	Водоканал	5/3/2026 6:16:45 PM	10000	approved	
4	RM-004	ПЭГ-400	Нефтехим	5/6/2026 6:16:45 PM	1500	rejected	

Загружено 4 записей

2. Контроль качества готовой продукции после производства:

Модуль лабораторий - Контроль качества

Модуль лабораторий

Vasilieva Elena Andreevna

Выход

Контроль сырья

Готовая продукция

История

Статус: Все

Обновить

id	batchnumber	starttime	status	actualquantity_kg	labstatus	
1	B-2401-01	3/1/2025 8:00:00 AM	completed	998	pending	
2	B-2401-02	3/2/2025 8:15:00 AM	completed	1002	pending	
3	B-2402-01	3/3/2025 9:00:00 AM	in_progress	250	pending	
4	B-2404-01	3/4/2025 10:00:00 AM	completed	798	pending	
5	B-2404-02	3/5/2025 8:00:00 AM	in_progress	400	pending	
6	B-2403-01		planned	0	pending	

Загружено 6 записей

3. Фиксацию результатов лабораторных испытаний:
4. Автоматическую проверку соответствия нормативам:

Лабораторное испытание

 **Испытание сырья**
Материал: Вода, Партия: RM-003

Параметры контроля

Активное вещество, % Норма: 95-100 %		%	?
Влажность, % Норма: 0-3 %		%	?
pH Норма: 6,5-7,5			?

Комментарий

Проверить

Допустить

Забраковать

Отмена

5. Принятие решения о допуске или блокировке:

 Испытание сыря

Материал: Вода, Партия: RM-003

Параметры контроля**Активное вещество, %**

Норма: 95-100 %

95

%

**Влажность, %**

Норма: 0-3 %

1

%

**pH**

Норма: 6,5-7,5

7

**Комментарий**

fdsf

Проверить

Допустить

Забраковать

Отмена

 Испытание сыря

Материал: Вода, Партия: RM-003

Параметры контроля**Активное вещество, %**

Норма: 95-100 %

95

%

**Влажность, %**

Норма: 0-3 %

1

%

**pH**

Норма: 6,5-7,5

6

**Комментарий**

fdsf

Проверить

Допустить

Забраковать

Отмена

6. Формирование протоколов:

7. Хранение истории действий и результатов:

Модуль лаборатории - Контроль качества

Модуль лаборатории

Vasilieva Elena Andreevna

Выход

Контроль сырья

Готовая продукция

История

Статус:

Обновить

id	batchid	parametername	measuredvalue	standardvalue	unitof_measure	result	decision	labcomment	labtechnician_id	analysisdate	
1	4	Активное вещество, %	98,5	95-100	%	pass	approved	Соответствует норме	5	5/7/2026 4:35:20 PM	
2		Чистота, %	99,2	>98	%	pass	approved	Качество соответствует	5	5/7/2026 4:36:58 PM	
8		Активное вещество, %	97	95-100 %	%	pass	q		5	5/13/2026 5:11:29 PM	
9		Влажность, %	2	0-3 %	%	pass	q		5	5/13/2026 5:11:29 PM	
10		pH	7	6,5-7,5		pass	q		5	5/13/2026 5:11:29 PM	
11		Плотность, г/см?	1.1	1,05-1,15 г/см?	г/см?	pass	q		5	5/13/2026 5:11:29 PM	
12		Температура, °C	20	20-25 °C	°C	pass	q		5	5/13/2026 5:11:29 PM	
13	1	Активное вещество, %	95	95-100 %	%	pass		не судьба1	5	5/13/2026 5:45:15 PM	
14	1	Влажность, %	1	0-3 %	%	pass		не судьба1	5	5/13/2026 5:45:16 PM	
15	1	pH	7	6,5-7,5		pass		не судьба1	5	5/13/2026 5:45:16 PM	
16	1	Плотность, г/см?	1.1	1,05-1,15 г/см?	г/см?	pass		не судьба1	5	5/13/2026 5:45:16 PM	
17	1	Температура, °C	21	20-25 °C	°C	pass		не судьба1	5	5/13/2026 5:45:16 PM	

Загружено 12 записей

8. Система должна исключать возможность некорректных решений. Например, нельзя разрешить использование партии без завершеного испытания, а при блокировке обязательно требуется указание причины:

Модуль лаборатории - Контроль качества

Модуль ла

Лабораторное испытание

Испытание сырья

Материал: Вода, Партия: RM-003

Статус: Все

id	batchnumber	materialn
1	RM-001	Глифосат
2	RM-002	Имазапир
3	RM-003	Вода
4	RM-004	ПЭГ-400

Параметры контроля

Активное вещество, %
Норма: 95-100 %
95 %
✓

Влажность, %
Норма: 0-3 %
1 %
✓

pH
Норма: 6,5-7,5
6
✗

Комментарий
fdsf

Проверить

Заблокировать

Забраковать

Отмена

Причина браковки

✗ Укажите причину браковки

неf

Подтвердить

Отмена

Загружено 4 записей